




Mintavételi Utasítás

MVU-7-W

Vizsgálendő: Illékony szénhidrogének (BTEX)
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény: 2 db légmentesen zárható teflonbetétes kupakú, 30-40 ml-es ún. headspace üveg.

A két ekvivalens mintavételi edényre azért van szükség, hogy az esetleges ismétléseket, hígításokat zavartalan mintaegyedből lehessen elvégezni.

WESSLING Hungary Kft.		BTEX	BTEX	WESSLING Hungary Kft.	Mint a jele:
				Helye :	Project:
				Ideje Év Hó Nap Óra Perc :	
				Szervezet :	Személy :
				Megrendelő :	
		Tartósítás :	Vizsgálat	ILLÉKONY AROMÁS SZÉNHYDROGÉNEK	
		Hűtés	Megjegyzés :		

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt a mintával **buborékmentesen** és zárja le! Amennyiben csapról veszi a mintát, alkalmazzon levegőkiszorításos technikát!
2. Amennyiben a minta aktív klórt tartalmazhat, az edény lezárása előtt adjon a mintához kb. 4-5 mg nátrium-tioszulfátot! (Késhegynyi $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)
3. Tartsa az edényeket 1 és 5 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva: **max. 24 óra!**

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.


 Filep Zoltán
 laboratóriumvezető