

Mintavételi Utasítás

MVU-12-W

Vizsgálendő: Fenolindex
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható csavarmenetes kupakkal ellátott, 1 literes barna üveg. **Rézszulfáttal (CuSO₄) tartósított!**

WESSLING Hungary Kft.		FENOL	WESSLING Hungary Kft.	M i n t a jele:	
FENOL				Helye:	
			M i n t a vétel	I d e j e : É v H ó N a p Ó r a P e r c	
				S z e r v e z e t :	
☃		Tartósítás: CuSO ₄		Megrendelő:	
☠		Vizsgálat: FENOLINDEX		Megjegyzés:	

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le, ügyelve arra, hogy a tartósítószer ne mossa ki az edényből!
2. Rázza össze az edényt a tartósítószer teljes oldódásáig!
3. Hűteni nem feltétlenül szükséges!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **1 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.


Filep Zoltán
laboratóriumvezető