



## Mintavételi Utasítás

MVU-13-W

**Vizsgálendő: Anionaktív detergens  
Mintatípusok: Vizek**

Szükséges mintavételi edény: Jól zárható 500 ml-es barna üveg

WESSLING Hungary Kft.		<b>ANA</b>	WESSLING Hungary Kft.	Minta jele:			
<b>ANA</b>				Helye:		Project:	
[Barcode]		[Barcode]	Mintavétel Ideje: Év Hó Nap Óra Perc		Szervezet: Személy:		
[Barcode]		Tartóssítás: <b>Kénsav</b>		Megrendelő:		Vizsgálat: <b>ANIONAKTÍV DETERGENS</b>	
[Barcode]		Kénsav		Megjegyzés:			
							

**Az edény kénsavat tartalmaz, amit nem szabad kiönteni!**

### Kénsavra utaló veszélyjelek

R-mondatok:

35 Súlyos égési sérülést okoz.

S-mondatok:

1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

30 Soha nem szabad vízzel keverni.

36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni.

45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

**Eljárás:**

1. Töltse meg a mintavételi edényt a mintával és zárja le!
2. Rázza össze az edényt!
3. Tartsa az edényt 1 és 5 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint: **2 nap**

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.



**Filep Zoltán**  
laboratóriumvezető