

Mintavételi Utasítás

MVU-16-W

Vizsgálat: Cianidok
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható, 500 ml-es polietilén palack. **Nátrium-hidroxiddal (NaOH) tartósított!**

Alkalmazott címke:

CN⁻ 0000000  0000000  0000000  0000000  0000000  0000000  0000000  WESSLING Hungary Kft.  	 000000000000	CN⁻  000000000000	MINTA JELE						
			HELY						
			IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
			SZERVEZET			SZEMÉLY			
			MEGRENDELŐ						
			PROJEKT						
			VIZSGÁLAT Cianidok			<input type="checkbox"/> Könnyen felszabadítható		<input type="checkbox"/> Összes	
TARTÓSÍTÁS NaOH			MINTA-VÉTELI		UTASÍTÁS 				

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le, ügyelve arra, hogy a tartósítószer ne mossa ki az edényből!
2. Jól rázza össze, hogy a NaOH pasztilla feloldódjon!
3. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **1 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.


Filep Zoltán
laboratóriumvezető