

Mintavételi Utasítás

MVU-18-W

Vizsgálat: Fémek (oldott), ÁVK fémkomponenseire is!
Mintatípusok: Felszín alatti víz, felszíni víz

Szükséges mintavételi edény:

50 ml-es csavarkupakos műanyag edény; fecskendőszűrő (0,45 µm pórusméretű); fecskendő.

OLDOTT FÉM	0000000		OLDOTT FÉM	MINTA JELE					
	0000000			HELY					
000000000000	0000000		000000000000	IDŐ	év	hó	nap	óra	perc
WESSLING Hungary Kft.	0000000		WESSLING Hungary Kft. Tel: +36 1 872 3600	SZERVEZET			SZEMÉLY		
	0000000			MEGRENDELŐ					
	0000000		TARTÓSIKÁS HNO,	PROJEKT					
	0000000			VIZSGÁLAT			MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS		

Eljárás:

1. Töltsön meg egy tiszta széles szájú edényt a mintával (lehet a mintavételhez használt vödör is), és hagyja pár percig ülepedni a lebegőanyag-tartalmát!
2. A tisztájából szívja fel a fecskendőbe a mintát, majd helyezze a szűrőkorongot a fecskendő végére!
3. A szűrővel töltsen 50 ml-ig a mintavételi edényt és zárja azt le! (Ha eltömődik a szűrő, mielőtt elérné az 50 ml-t, használjon több szűrőt!)
4. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között sötét helyen a laboratóriumba érkezésig!

Minden egyes mintához használjon új szűrőkorongot és fecskendőt a keresztzennyezés elkerülése érdekében!

FIGYELEM!

A fiola salétromsavat tartalmaz. Bőrrel érintkezve maró hatása miatt sérülést okozhat!

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésre az (1) 8723606 telefonszámon.

Filep Zoltán
laboratóriumvezető