

## Mintavételi Utasítás

MVU-19-W

Vizsgálat: **ÁVK** (általános vízkémiai paraméterek)  
Mintatípusok: **Vizek**

### Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható, csavarmenetes kupakkal ellátott, 500 ml-es barna üveg.

Alkalmazott címke:

<b>ÁVK</b>  000000000000  WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600 	0000000		<b>ÁVK</b>  000000000000 MINTAVÉTEL ADATAI	MINTA JELE					
	0000000			HELY					
	0000000			IDŐ	év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY		
	0000000			MEGRENDELŐ					
	0000000			PROJEKT					
	0000000			TARTÓSÍTÁS	VIZSGÁLAT			MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 	
			HÜTÉS						

### Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le!
2. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között sötét helyen a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **1 nap**.

**A hét utolsó munkanapján és munkaszüneti napon ne vegyen mintát, csak a Laboratóriummal történt előzetes egyeztetés után!**

**ÁVK vizsgálati csomag megrendelése esetén a fém komponensek vizsgálatához szükség van 1 db MVU-18-W szerint vett mintaegyedre is!**

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

  
Filep Zoltán  
laboratóriumvezető