

## Mintavételi Utasítás

MVU-27-W

**Vizsgálandó:** Nem illékony szerves vegyületek (perfluoro-oktánsav, perfluorooktán-szulfonsav)  
WBSE-121  
**Mintatípusok: Vizek**

Szükséges mintavételi edény: Jól zárható teflonbetétes kupakú, 1 literes barna üveg.  
Szükséges mintamennyiség: 1 liter

Alkalmazott címke:

<b>EGYÉB</b>	0000000		<b>EGYÉB</b>	MINTA JELE						
	0000000			HELY						
000000000000	0000000		000000000000	IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
<b>WESSLING Hungary Kft.</b>	0000000		<b>WESSLING Hungary Kft.</b> Tel.: +36 1 872 3600	SZERVEZET			SZEMÉLY			
	0000000		<b>TARTÓSHÍJÁS HÜTÉS</b>	MEGRENDELŐ						
	0000000			PROJEKT						
	0000000			VIZSGÁLAT				MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 		

Eljárás:

1. Az edényt öblítse ki kétszer a vizsgálandó mintával.
2. Töltse **majdnem teljesen tele** a mintavételi edényt a mintával!
3. Tartsa az edényt 1 és 5 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva: **legfeljebb 7 nap**

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

  
Filep Zoltán  
laboratóriumvezető