

Mintavételi Utasítás

MVU-33-W

Vizsgálat: Mikrobiológia **Mintatípusok: Vizek**

Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható, steril 200 ml-es műanyag, illetve steril 0,5 l-es vagy 1 l-es barna üveg.

ivóvíz: **Nátrium-szulfittal (1,8% Na₂SO₃ 1ml/1l) tartósított!**

fürdővíz: **Nátrium-szulfittal (7% Na₂SO₃ 1ml/1l) tartósított!**

felszíni, felszín alatti, szennyvíz: **tartósítószeret nem tartalmaz!**

Alkalmazott címke:

STERIL	0000000		STERIL	MINTA JELE						
	0000000			HELY						
000000000000	0000000		000000000000	IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
WESSLING Hungary Kft.	0000000		WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600	SZERVEZET			SZEMÉLY			
	0000000		TARTÓSÍTÁS Na ₂ S ₂ O ₃	MEGRENDELŐ						
	0000000			PROJEKT						
	0000000			VIZSGÁLAT						
				MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS						

Eljárás ivóvíz, fürdővíz esetén:

1. Ha alufólia is van a kupakon, óvatosan lazítsa meg, hogy a kupakkal együtt le tudja csavarni. A kupakot és az edény száját nem szabad semmivel sem megérinteni! A kupak visszazárása után az alufóliát vissza kell szorítani a kupakra!
2. Töltse meg a steril mintavételi edényt a mintával 90%-ig és zárja le! Öblíteni nem szabad!
3. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között sötét helyen a laboratóriumba érkezésig!
4. Legionella vizsgálata esetén mérje meg a mintázott víz hőmérsékletét (ne a mintában!) és rögzítse a mintavételi jegyzőkönyvön vagy a címkén!

Eljárás felszíni, felszín alatti és szennyvíz esetén:

1. Minden esetben steril mintavételi eszközt kell használni (előzőleg sterilizált merítő edény, vagy teljesen új bailer) és mintánként cserélni kell az eszközöket, vagy a helyszínen sterilizálni (pl.: fém merítő edényt lánggal)
2. A további teendők megegyeznek az ivóvíz esetén felsorolt 1-3 pontokkal.

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva: **max. 24 óra!**

A hét utolsó munkanapján és munkaszüneti napon ne vegyen mintát, csak a Laboratóriummal történt előzetes egyeztetés után!

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.



Filep Zoltán
laboratóriumvezető