

## Mintavételi Utasítás

MVU-36-W

**Vizsgálat: Illékony szerves vegyületek (pl.: VPH, VOCL, BTEX)  
Mintatípusok: Vizek**

### Szükséges mintavételi edény:

2 db légmentesen zárható, teflonbetétes kupakú, 40 ml-es EPA vial. A két ekvivalens mintavételi edényre azért van szükség, hogy az esetleges ismétléseket, hígításokat zavartalan mintaegyedből lehessen elvégezni.

Alkalmazott címke:

<b>VOC</b>	0000000		<b>VOC</b>	<b>MINTA JELE</b>						
	00000000000000000000			<b>MINTAVÉTELDADATOK</b>						
	0000000			<b>HELY</b>						
	0000000			<b>IDŐ</b>	év	hó	nap	óra	perc	
	0000000			<b>SZERVEZET</b>			<b>SZEMÉLY</b>			
	0000000			<b>MEGRENDELŐ</b>						
	0000000			<b>PROJEKT</b>						
	0000000			<b>TARTÓSÍTÁS</b>	<b>VIZSGÁLAT</b>				<b>MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS</b>	
	0000000			<input type="checkbox"/> Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Illékony szerves vegyületek					
	0000000			<b>HÜTÉS</b>	<input type="checkbox"/> VPH, BTEX <input type="checkbox"/> VOCL <input type="checkbox"/> TARTALÉK					

### Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt a mintával **buborékmentesen** és zárja le!
2. **Hálózati ivóvíz mintavételéhez kiadott edény Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> tartósítószerrel tartalmaz. Ügyeljen, hogy a tartósítószerrel ne mossa ki az edényből.**
3. Tartsa az edényeket 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **3 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

  
Filep Zoltán  
laboratóriumvezető