

## Mintavételi Utasítás

MVU-37-W

**Vizsgálandó: Klorit, Klorát**  
**Mintatípusok: Vizek**

### Szükséges mintavételi edény:

Légmentesen zárható, teflonbetétes kupakú, 40 ml-es EPA vial. **Nátrium-hidroxiddal (NaOH) tartósított!**

Alkalmazott címke:

|                          |         |  |   |  |    |                              |     |     |      |
|--------------------------|---------|--|---|--|----|------------------------------|-----|-----|------|
| Klorit/Klorát            | 0000000 | Klorit/Klorát  | MINTA JELE                                  |  |    |                              |     |     |      |
|                          | 0000000 |  | HELY  |  |    |                              |     |     |      |
|                          | 0000000 |  | IDŐ   |  | év | hó                           | nap | óra | perc |
|                          | 0000000 |  | SZERVEZET                                   |  |    | SZEMÉLY                      |     |     |      |
|                          | 0000000 |  | MEGRENDELŐ                                  |  |    |                              |     |     |      |
|                          | 0000000 |  | PROJEKT                                     |  |    |                              |     |     |      |
| WESSLING<br>Hungary Kft. | 0000000 | WESSLING<br>Hungary Kft.<br>Tel.: +36 1 872 3600<br>TARTÓSÍTÁS | <input type="checkbox"/> NaOH : tartósított |  |    | MINTA-<br>VÉTELI<br>UTASÍTÁS |     |     |      |

### Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le, ügyelve arra, hogy a tartósítószeret ne mossa ki az edényből!
2. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **5 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

  
Filep Zoltán  
laboratóriumvezető