

Mintavételi Utasítás













MVU-38-W

Vizsgálandó: Metabórsav, metakovasav (szilícium-dioxid)
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható, 100 ml-es polietilén palack.

Alkalmazott címke:

EGYÉB  000000000000  WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600 	0000000 	EGYÉB  000000000000 TARTÓSÍTÁS <input type="checkbox"/> Na ₂ S ₂ O ₃ HÜTÉS	MINTA JELE						
	0000000 		HELY						
	0000000 		IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
	0000000 		SZERVEZET		SZEMÉLY				
	0000000 		MEGRENDELŐ						
	0000000 		PROJEKT						
0000000 	VIZSGÁLAT								
			MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS						

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le.
2. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **2 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.


Filep Zoltán
laboratóriumvezető