

## Mintavételi Utasítás

MVU-39-W

**Vizsgálendő: Ftalát**  
**Mintatípusok: Vizek**

### Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható csavarmenetes **ftalátmentes** kupakkal ellátott, 1 literes barna üveg.

Alkalmazott címke:

<b>FTALÁT</b>	0000000		<b>FTALÁT</b>	<b>MINTA JELE</b>					
	0000000			<b>HELY</b>					
0000000000000	0000000		<b>MINTAVÉTELEADATOK</b>	<b>IDŐ</b>					
	0000000			év	hó	nap	óra	perc	
WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600	0000000			<b>SZERVEZET</b>			<b>SZEMÉLY</b>		
	0000000			<b>MEGRENDELŐ</b>					
	0000000			<b>PROJEKT</b>					
	0000000			<b>TARTÓSÍTÁS</b>	<b>VIZSGÁLAT</b>			<b>MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS</b>	
			<input checked="" type="checkbox"/> Na <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>3</sub>						
			<b>HÚTÉS</b>						

### Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le!
2. Hálózati ivóvíz mintavételéhez kiadott edény Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub> tartósítószeret tartalmaz. Ügyeljen, hogy a tartósítószeret ne mossa ki az edényből.
3. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **5 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

  
Filep Zoltán  
laboratóriumvezető