

Mintavételi Utasítás

MVU-5-W

Vizsgálendő: Pollaromás szénhidrogének (PAH) Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény: Jól zárható teflonbetétes kupakú, 1 literes barna üveg.

WESSLING Hungary Kft.		PAH	WESSLING Hungary Kft.	Minta jele:			
PAH				Helye:		Project:	
				Idője: Év Hó Nap Óra Perc			
		Mintavétel		Szervezet:		Személy:	
		Megrendelő:					
❄		Tartósítás: Hűtés		Vizsgálat: POLIAROMÁS SZÉNHYDROGÉNEK			
				Megjegyzés:			

Eljárás:

Figyelem! A mintatartó edényt ne öblítse át a mintával!

1. Töltse meg a mintavételi edényt a mintával!
2. Amennyiben a minta aktív klórt tartalmazhat, adjon a mintához kb. 100 mg nátrium-tioszulfátot! (Csapott kávéskanálnyi $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$)
3. Tartsa az edényt 1 és 5 °C között a laboratóriumba érkezésig, és fokozottan óvja a fényhatásoktól!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva: **max. 24 óra!**

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésre az (1) 8723606 telefonszámon.


Filep Zoltán
laboratóriumvezető