

Mintavételi Utasítás

MVU-9-W

Vizsgálat: Extrahálható szénhidrogének (EPH)
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható csavarmenetes kupakkal ellátott, 1 literes barna üveg.

Alkalmazott címke:

EPH  00000000000000000000  WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600 	0000000		EPH  00000000000000000000 MINTAVÉTELI ADATAI	MINTA JELE						
	0000000			HELY						
	0000000			IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY			
	0000000			MEGRENDELŐ						
	0000000			PROJEKT						
	0000000			TARTÓSÍTÁS <input type="checkbox"/> Na ₂ S ₂ O ₃			VIZSGÁLAT Extrahálható szénhidrogének (C ₁₀ -C ₄₀)			MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 
				HÜTÉS						

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le!
2. Hálózati ivóvíz mintavételéhez kiadott edény Na₂S₂O₃ tartósítószeret tartalmaz. Ügyeljen, hogy a tartósítószeret ne mossa ki az edényből.
3. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **3 nap**.

Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40) vizsgálati csomag esetén az illékony komponensek vizsgálatához szükségesek az MVU-36 szerint vett mintavételi egységek is.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.



Filep Zoltán
laboratóriumvezető