

Mintavételi Utasítás

MVU-14-W

Vizsgálandó: Vas(II)

Mintatípusok: Felszín alatti, felszíni és ivóvíz

Szükséges mintavételi edény: Jól zárható 100 ml-es polietilén palack.

WESSLING Hungary Kft.		Fe(II)	WESSLING Hungary Kft.	M i n t a jele: _____	
Fe(II)				H e l y e : _____ P r o j e c t : _____	
M i n t a v é t e l i	M i n t a v é t e l i	Tartósítószer: Dipiridil	I d e j e : É v H ó N a p Ó r a P e r c		
			S z e r v e z e t : _____ S z e m é l y : _____		
			M e g r e n d e l ő : _____		
Vizsgálat: VAS(II)		M i n t a t é r f o g a t : _____ m l			

Az edény pontosan bemért térfogatú tartósítószerrel tartalmaz, amit nem szabad kiönteni!

Eljárás:

1. Szűrjön le mérőhengerbe kb. 80 ml-nyi mintát!
2. Jegyezze fel a minta mennyiségét!
3. Óvatosan adja az edényben lévő reagenshez a mintát, a piros szín megjelenéséig!
4. Amennyiben a minta nem színeződik el, úgy maximum 75 ml-nyi mintát adjon a reagenshez!
5. Olvassa le a mérőhengerben lévő minta mennyiségét és írja fel a címke megfelelő rovatába az edénybe töltött minta mennyiségét legalább ml pontossággal!
6. Zárja le az edényt és rázza össze a tartalmát!
7. Hűtést nem feltétlenül igényel, de sugárzó hőtől és közvetlen napfénytől óvni kell!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **2 nap**.

Szűrés nélkül tartósított mintát nem veszünk át!

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.


Filep Zoltán
laboratóriumvezető