

## Mintavételi Utasítás

MVU-14-W





**Vizsgálandó: Vas(II)**

**Mintatípusok: Felszín alatti, felszíni és ivóvíz**

**Szükséges mintavételi edény:**

Jól zárható 100 ml-es polietilén palack. **Dipiridil-t tartalmaz.**

**Az edény pontosan bemért térfogatú tartósítószerrel tartalmaz, amit nem szabad kiönteni!**

WESSLING Hungary Kft.		<b>Fe(II)</b>	WESSLING Hungary Kft.	M i n t a jele: _____	
<b>Fe(II)</b>					
			Helye: _____	Project: _____	
			Mintavétel	Ideje: Év Hó Nap Óra Perc	
				Szervezet: _____	Személy: _____
			Megrendelő: _____		
		Tartósítás: <b>Dipiridil</b>	Vizsgálat: VAS(II)		
			Mintatérfogat: _____ ml		

**Eljárás:**

1. Szűrjön le mérőhengerbe kb. 80 ml mintát!
2. Jegyezze fel a minta mennyiségét!
3. Óvatosan adja az edényben lévő reagenshez a mintát, a piros szín megjelenéséig!
4. Amennyiben a minta nem színeződik el, úgy maximum 75 ml-nyi mintát adjon a reagenshez!
5. Olvassa le a mérőhengerben lévő minta mennyiségét és írja fel a címke megfelelő rovatába az edénybe töltött minta mennyiségét legalább ml pontossággal!
6. Zárja le az edényt és rázza össze a tartalmát!
7. Hűtést nem feltétlenül igényel, de sugárzó hőtől és közvetlen napfénytől óvni kell!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **7 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.



Filep Zoltán  
laboratóriumvezető