

Mintavételi Utasítás

MVU-15-W

Vizsgálat: Szulfid
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:
Jól zárható 250 ml-es polietilén palack.

SZULFID	0000000		SZULFID	MINTA JELE	
	0000000			HELY	
000000000000	0000000		000000000000	IDŐ év hó nap óra perc	
0000000	0000000		0000000	SZERVEZET SZEMÉLY	
0000000	0000000		0000000	MEGRENDELŐ	
0000000	0000000		0000000	PROJEKT	
0000000	0000000		0000000	VIZSGÁLAT	
0000000	0000000		0000000	MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS	
WESSLING Hungary Kft. 			WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600 TARTÓSÍTÁS GENK-ACETÁT		

Az edény pontosan bemért térfogatú tartósítószerrel tartalmaz, amit nem szabad kiönteni!

Eljárás:

1. Mérjen mérőhengerrel pontosan 100 ml-nyi mintát az edénybe!
2. Zárja le az edényt és rázza össze a tartalmát!
3. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje a mintavételtől számítva: **max. 48 óra!**

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

Filep Zoltán
laboratóriumvezető