

Mintavételi Utasítás

MVU-23-W

Vizsgálat: TOC
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:
Légmentesen zárható, teflonbetétes kupakú, 40 ml-es EPA vial.

TOC	0000000		TOC	MINTAJELE						
	0000000			HELY						
000000000000	0000000		000000000000	MINTAVÉTEL ADATAI		IDŐ				
	0000000					év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY			
	0000000			MEGRENDELŐ						
	0000000			PROJEKT						
WESSLING Hungary Kft.	0000000		WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600	VIZSGÁLAT			MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS 			
	0000000		TARTÓSHATÁS HÜTÉS	Összes szerves szén						

Eljárás:

1. Töltse meg a mintavételi edényt a mintával **buborékmentesen** és zárja le! Amennyiben a minta nem buborékmentes öntse ki, és kezdje előlről a mintavételt!
2. Tartsa az edényeket 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint 7 nap.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.



Filep Zoltán
laboratóriumvezető