

## Mintavételi Utasítás

MVU-23-W

**Vizsgálat: Összes szerves szén (TOC), oldott szerves szén (DOC)**  
**Mintatípusok: Vizek**

**Szükséges mintavételi edény:**

Légmentesen zárható, teflonbetétes kupakú, 60 ml-es EPA vial. **Sósavval (HCl) tartósított!**

Alkalmazott címke:

<b>TOC</b>  000000000000  WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600 	0000000		<b>TOC</b>  000000000000 MINTAVÉTELI ADATAI	MINTA JELE					
	0000000			HELY					
	0000000			IDŐ	év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY		
	0000000			MEGRENDELŐ					
	0000000			PROJEKT					
0000000		TARTÓSÍTÁS			MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS				
			<input checked="" type="checkbox"/> HCl	VIZSGÁLAT					
			<input type="checkbox"/> HÜTÉS	Összes szerves szén					

<b>DOC</b>  000000000000  WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600 	0000000		<b>DOC</b>  000000000000 MINTAVÉTELI ADATAI	MINTA JELE					
	0000000			HELY					
	0000000			IDŐ	év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY		
	0000000			MEGRENDELŐ					
	0000000			PROJEKT					
0000000		TARTÓSÍTÁS			MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS				
			<input checked="" type="checkbox"/> HCl	VIZSGÁLAT					
			<input type="checkbox"/> HÜTÉS	Oldott szerves szén					
				Szűrni!					

**Eljárás:**

- 1. TOC vizsgálat esetén a mintát szűrés nélkül, míg DOC vizsgálat esetén a szűrve (fecskendőszűrő 0,45  $\mu$ m pórusméretű) kell megvenni! Minden egyes mintához használjon új szűrőkorongot és fecskendőt a keresztszennyeződés elkerülése érdekében!**
2. Töltse meg a mintavételi edényt 90%-ig a mintával és zárja le, ügyelve arra, hogy a tartósítószer ne mossa ki az edényből!
3. Tartsa az edényeket 2 és 8 °C között a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **7 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.



Filep Zoltán  
laboratóriumvezető