

Mintavételi Utasítás

MVU-33-W

Vizsgálat: Mikrobiológia
Mintatípusok: Ivóvíz, fürdővíz, felszíni víz

Szükséges mintavételi edény:

Jól zárható, steril 200 ml-es műanyag, illetve steril 0,5 l-es vagy 1 l-es barna üveg.

STERIL	0000000		STERIL	MINTA JELE						
	0000000			HELY						
000000000000	0000000		000000000000	IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
WESSLING Hungary Kft.	0000000		WESSLING Hungary Kft. Tel: +36 1 872 3600	SZERVEZET			SZEMÉLY			
	0000000		TARTÓSZÍVÁS Na ₂ S ₂ O ₈	MEGRENDELŐ						
	0000000			PROJEKT						
	0000000			VIZSGÁLAT					MINTA-VÉTELI UTASÍTÁS	

Eljárás:

1. Ha alufólia is van a kupakon, óvatosan lazítsa meg, hogy a kupakkal együtt le tudja csavarni. A kupakot és az edény száját nem szabad semmivel sem megérinteni! A kupak visszazárása után az alufóliát vissza kell szorítani a kupakra!
2. Töltse meg a steril mintavételi edényt a mintával 90%-ig és zárja le! Öblíteni nem szabad!
3. Legionella vizsgálata esetén mérje meg a mintázott víz hőmérsékletét (ne a mintában!) és rögzítse a mintavételi jegyzőkönyvön vagy a címkén!
4. Tartsa az edényt 2 és 8 °C között sötét helyen a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva: **max. 24 óra!**

A hét utolsó munkanapján és munkaszüneti napon ne vegyen mintát, csak a Laboratóriummal történt előzetes egyeztetés után!

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.

Filep Zoltán
laboratóriumvezető